

Aquoral[®]

MULTIDOSIS

GOTAS OFTÁLMICAS LUBRIFICANTES SEM CONSERVANTES

Ácido hialurónico 0,4%

Embalagem esterilizada de 10 ml

Composição:

Ácido hialurónico (0,4% p/v), cloreto de sódio, citrato de sódio, ácido cítrico monohidratado, água para preparações injetáveis.

O que é

Aquoral multidosis é uma solução oftálmica estéril, hidratante e lubrificante, sem conservantes e sem fosfatos, de ácido hialurónico (0,4% p/v).

Como é apresentado

Aquoral multidosis apresenta-se como uma solução de gotas oftálmicas num frasco estéril de 10 ml, sem conservantes e sem fosfatos.

Quando deve ser utilizado

Aquoral multidosis é uma solução oftálmica de ácido hialurónico de alto peso molecular, obtida por síntese biotecnológica.

O ácido hialurónico produz uma solução mucomimética, com ótimas propriedades lubrificantes devido à viscosidade da solução, o que proporciona um efeito hidratante e estabilizador sobre o canal lacrimal.


As propriedades lubrificantes, hidratantes e protetoras do ácido hialurónico aliviam a irritação, secura, ardor e sensação de corpo estranho devido a elementos ambientais (vento, sol, fumo, ar seco), stress visual (luz excessiva ou tempo prolongado em frente do computador) ou fatores mecânicos (uso de lentes de contacto, após cirurgia ocular), proporcionando um alívio duradouro.

O produto não contém conservantes nem fosfatos e é adequado para uso com lentes de contacto.

Posologia:

1 gota no olho uma ou mais vezes por dia, conforme a necessidade.

Instruções de utilização:



Precauções e Avisos:

- Este produto é apenas para uso oftálmico externo.
- Uma vez aberta a embalagem, utilizar por um período máximo de 90 dias.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Não utilizar se for sensível a qualquer um dos ingredientes.
- Não utilizar após a data de validade indicada na embalagem.
- Não tocar nos olhos com a ponta do frasco.
- Após administração, em casos raros, pode ocorrer uma ligeira desfocagem temporária da visão devido à viscosidade da solução. Recomenda-se portanto esperar até que a desfocagem desapareça antes de realizar qualquer atividade que exija acuidade visual.
- Esperar 10-15 minutos antes de administrar qualquer outro medicamento oftálmico.
- Manter fora da vista e do alcance das crianças.
- Conservar a uma temperatura inferior a 25°C .
- Não engolir.
- Para evitar o risco de colapso do recipiente, não deitar mais de 30 gotas de cada vez.
- Fechar cuidadosamente o frasco após cada utilização, verificando se não existem gotas residuais na ponta do frasco. Se restarem algumas gotas, sacudir o recipiente com um movimento rápido do pulso.

Distribuído em Portugal por:

Esteve Pharmaceuticals - Laboratório Farmacêutico, Limitada.

Avenida Infante Dom Henrique 26,

1149-096 Lisboa, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Lisboa.

www.esteve.com

Fabricante: Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italia

Data da última revisão do texto: Março de 2021

Ref. 9110657



STERILE A



Eliminar corretamente após utilização.

ESTEVE

EX4261-21-01